


Präparat: Aspergillus flavus



2,00
Euro

Der euglobose konidiogene Apparat ist biseriat und bildet Konidien von etwa 4 Mikrometer Größe. Die Metulae sind in der Regel deutlich größer als die auf ihnen sitzenden Phialiden. Charakteristisch für *Aspergillus flavus* ist die raue Oberfläche am relativ langen Konidiophor. Die Größe des konidiogenen Apparats wird auch durch das Alter der Pilzkultur bestimmt. Im Durchschnitt erreicht das Fortpflanzungsorgan einen Durchmesser von 40 Mikrometer.